

Прибор для депиляции

Руководство по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Назначение: Набор предназначен для плавления теплого воска в картриджах. Благодаря высокой эффективности и легкости использования, уход за телом с помощью восковой депиляции приобретает все большую популярность. Воск в картриджах используется для ухода за кожей рук, ног, спины. Благодаря входящим в состав натуральным экстрактам, он способствует эффективной депиляции и снижению болевых ощущений, может использоваться даже для ухода за сухой и возрастной кожей. Предназначен для различных типов волос и кожи. Набор рекомендован для использования в домашних условиях

Описание: Удобный, легкий в использовании и компактный прибор идеален для быстрого проведения депиляции.
Дополнительная комплектация: сменный картридж с воском, салфетки для депиляции (20шт)

Технические характеристики:

- Размеры: 19,5x7x5 см
- Объем картриджа: 100 мл
- Мощность: 40 Вт
- Напряжение: 220-240 В; 50 Гц

Порядок эксплуатации:

1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность. Поместите картридж с воском в нагреватель. Подключите штекер к разъему, расположенному снизу.
Внимание! Данный прибор может подключаться к базе для восконагревателей (может использоваться как сменный нагреватель для П103-02)
2. Подключите прибор к электросети - загорится световой индикатор нагрева, прибор начнет работать.
3. Воск плавится примерно 20 – 30 минут, после чего его можно использовать.
4. По окончании процедуры отключите прибор от электросети.

Депиляция теплым воском

1. Нанесите воск на предварительно очищенную кожу строго по росту волос. Площадь покрытия около 15-18 см²
2. Положите салфетку на смазанный воском участок кожи и тщательно разгладьте для лучшего прилипания.
3. Резким движением оторвите салфетку против роста волос, фиксируя кожу рукой.
4. По окончании депиляции используйте клинсер для удаления остатков воска.

Рекомендации:

- Перед началом работы удостоверьтесь, что напряжение сети и аппарата совпадает. В противном случае, может произойти замыкание. Проверьте наличие заземления.
- Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей в корпус прибора. При возникновении подобной ситуации, не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети!
- После работы всегда отключайте устройство от электросети. Храните в недоступном для детей месте.
- Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора во время работы – это может вызвать ожоги.
- Не нагревайте воск в духовке или микроволновой печи. Перед использованием обязательно снимайте упаковку.

Противопоказания:

- Не проводите депиляцию на поврежденных участках кожи (наличие ссадин, царапин, воспалений, ожогов и т.д.), при наличии инфекционных заболеваний, варикозного расширения вен.
- Не проводите процедуры, если ранее у Вас возникла аллергия на воск. Возможна индивидуальная непереносимость препаратов. **Внимание!** Компания не несет ответственности за неправильное использование приборов и материалов, возможное возникновение индивидуальной непереносимости средств. Запрещено использовать, если у Вас ранее проявлялась аллергия на компоненты средств!
- Не оголяйте кожу на солнце и не посещайте солярий в течение 24 часов после депиляции

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь в отдел продаж. Доставка изделия в отдел продаж для гарантийного или иного ремонта осуществляется за счет владельца прибора.

Произведено: В Китае (Guangzhou Yorkma Electrical Company), Адрес: No.7, Shiding Road, Yahu Village, Rene Town, Baiyun Dist., Guangzhou, Guangdong, China (Mainland).

Импортер: Импортер: ООО «Экосистем» (г. Москва, Фрунзенская наб., 16/1, офис 44)

Товар сертифицирован