

Прибор для депиляции

Руководство по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Назначение:** Прибор предназначен для плавления теплого воска в картриджах. Благодаря высокой эффективности и легкости использования, уход за телом с помощью восковой депиляции приобретает все большую популярность. Воск в картриджах используется для ухода за кожей рук, ног, спины. Благодаря входящим в состав натуральным экстрактам, он способствует эффективной депиляции и снижению болевых ощущений, может использоваться даже для ухода за сухой и возрастной кожей. Предназначен для различных типов волос и кожи. Рекомендован для использования, как в салонах красоты, так и в домашних условиях
- Описание:** Удобный прибор для депиляции позволит сэкономить время процедуры, оснащен общей удобной подставкой для вертикальной фиксации и световым индикатором.
- Технические характеристики:**
- Размеры: 14x10x20 см
 - Для разогрева двух картриджей с воском объемом: 100 мл
 - Мощность: 80 Вт
 - Напряжение: 220-240 В; 50 Гц
- Порядок эксплуатации:**
1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность. Поместите картриджи с воском в нагреватели.
 2. Вставьте нагреватели в подставку. Подключите прибор к электросети - загорятся соответствующие световые индикаторы нагрева, прибор начнет работать.
 3. Воск плавится примерно 20 – 30 минут, после чего его можно использовать. Перед началом использования отключите нагреватель нажатием соответствующий кнопки. Для поддержания воска в другом картридже в расплавленном состоянии, оставьте его включенным.
 4. По окончании процедуры отключите прибор от электросети.
- Депиляция теплым воском**
1. Нанесите воск на предварительно очищенную кожу строго по росту волос. Площадь покрытия около 15-18 см²
 2. Положите салфетку на смазанный воском участок кожи и тщательно разгладьте для лучшего прилипания.
 3. Резким движением оторвите салфетку против роста волос, фиксируя кожу рукой.
 4. По окончании депиляции используйте клинсер для удаления остатков воска.
- Рекомендации:**
- Перед началом работы удостоверьтесь, что напряжение сети и аппарата совпадает. В противном случае, может произойти замыкание. Проверьте наличие заземления.
 - Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей в корпус прибора. При возникновении подобной ситуации, не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети!
 - После работы всегда отключайте устройство от электросети. Храните в недоступном для детей месте.
 - Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора во время работы – это может вызвать ожоги.
 - Не нагревайте воск в духовке или микроволновой печи. Перед использованием обязательно снимайте упаковку.
 - Не используйте другие нагреватели, кроме тех, что входят в комплект!
- Противопоказания:**
- Не проводите депиляцию на поврежденных участках кожи (наличие ссадин, царапин, воспалений, ожогов и т.д.), при наличии инфекционных заболеваний, варикозного расширения вен.
 - Не проводите процедуры, если ранее у Вас возникла аллергия на воск. Возможна индивидуальная непереносимость препаратов. **Внимание!** Компания не несет ответственности за неправильное использование приборов и материалов, возможное возникновение индивидуальной непереносимости средств. Запрещено использовать, если у Вас ранее проявлялась аллергия на компоненты средств!
 - Не оголяйте кожу на солнце и не посещайте солярий в течение 24 часов после депиляции

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь в отдел продаж. Доставка изделия в отдел продаж для гарантийного или иного ремонта осуществляется за счет владельца прибора. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента поступления устройства в сервисный центр, расположенный по адресу: 119602, Москва, ул. Покрышкина, 3

Произведено: В Китае по заказу и под контролем IRIS'K (ООО «Айрис-Кей»)

Товар сертифицирован