



M510-01

База каучуковая "IRISK" Rubber Base 10 мл

Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

База каучуковая для гель-лака создает отличное сцепление, обладает высокой прочностью, пластичностью и способностью к самовыравниванию.

Описание: Прозрачная каучуковая база средней вязкости (коэффициент вязкости 2).

Объем/Масса: 10 мл

Состав: Di-HEMA trimethylhexyl dicarbamate, HEMA, Cellulose Acetate Butyrate, Isobornyl methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, Glycol HEMA-methacrylate, Bis (methacryloyloxyethyl) phosphate, p-hydroxyanisole, Hydroquinone

Способ применения: Подготовьте натуральные ногти к покрытию гель-лаком, обезжирьте с помощью **Nail Prep** или **Prep Primer**, нанесите **Gel Primer**.

Нанесите слой **каучуковой базы** на всю поверхность ногтя и полимеризуйте 2 минуты в профессиональной УФ лампе (36 ватт) или в Led лампе 30 секунд. При использовании УФ лампы с меньшей мощностью время полимеризации следует увеличить.

Покройте ногти цветным гель-лаком в 1 или 2 слоя в зависимости от желаемого результата. Перекрыть финишным покрытием от гель-лака. При необходимости снимите липкий слой с помощью препарата **Cleanser Plus**.

Меры предосторожности/
Рекомендации: Возможна индивидуальная непереносимость. **Внимание!** Компания не несет ответственности за неправильное использование материала и возможное возникновение индивидуальной непереносимости препарата. Запрещено использовать, если у Вас ранее проявлялась аллергия на компоненты средства!

Внимание! Для корректного использования средства необходимо пройти обучение в Тренинговом Центре!

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре (20-21 °С).
Не допускать попадания УФ-лучей и прямых солнечных лучей.
Не использовать вблизи огня и раскаленных предметов, не допускать перегрева и переохлаждения препарата.
Хранить плотно закрытым, в месте, недоступном для детей.
Использовать только по назначению.

Срок годности: См. на упаковке

Произведено: В США по заказу и под контролем IRIS'K (ООО «Айрис-Кей»). Все комментарии просьба направлять по адресу: 119602, Москва, ул. Покрышкина, 3

Товар сертифицирован